



System One

Categoría: Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP)

**REMstar Pro**



## Su solución CPAP a largo plazo

### Características de System One

- Detección avanzada de eventos\*
- C-Flex+ para brindar comodidad
- Control de resistencia de System One
- Control de ajuste de la máscara
- Informes de forma de onda
- Módulo de oximetría
- Memoria integrada
- Sistema de gestión del paciente Encore
- Apto para tarjeta SD y módem cableado, inalámbrico y de banda ancha

### Humidificación

- Control de humidificación de System One
- Opción de humidificador con precalentamiento
- Opción de humidificador con tubo calefaccionado

### Ventajas de REMstar Pro

- CPAP, CPAP-Check
- C-Flex+ para brindar comodidad
- Detección avanzada de eventos
- Apto para módem y tarjeta SD
- Oximetría integrada opcional disponible
- Opción de tubo calefaccionado

\*Los dispositivos Philips Respironics con detección avanzada de eventos, responden a (algunos modelos) estos eventos avanzados y los registran: Índice de apnea/hipopnea (AHI), despertar relacionado a la respiración (RERA), ronquido, limitación de flujo (FL), fuga, ronquido vibratorio (VS), apnea con obstrucción de las vías respiratorias (OA), fuga grande (LL), apnea con vías respiratorias despejadas (CA), respiración periódica (PB) e hipopnea (H).



Como sus aliados en un mejor sueño y una mejor respiración, somos el ejemplo al proporcionar una tecnología más que avanzada: proporcionamos un respaldo excepcional.

**PHILIPS**  
RESPIRONICS

# Especificaciones de REMstar Pro

Número de pieza	Descripción
IN461S	REMstar Pro C-Flex+ con tarjeta SD
IN461HS	REMstar Pro C-Flex+ con humidificador y tarjeta SD
IN461TS	REMstar Pro C-Flex+ con humidificador con tubo calefaccionado y tarjeta SD

Especificaciones	
Rango de presión	4 a 20 cm H <sub>2</sub> O
Alivio de presión por flexión	0 a 3
Tiempo de la rampa	0 a 45 min (incrementos cada 5 min)
Presión al inicio de la rampa	4 hasta la CPAP; ajustable por el paciente (modo de CPAP) 4 hasta la presión mínima (modo automática)
Dimensiones	18 cm L x 14 cm An x 10 cm Al
Peso	1,36 kg (sin humidificador)
Filtros	Espuma y ultrafino opcional
Configuración del dispositivo	LCD/rueda de control/botón pulsador
Capacidad de almacenamiento de datos (mínima)	Presentación: promedios de rendimiento de 30 días Tarjeta SD >1 año Integrada: hasta 6 meses
Medidor de rendimiento	Detección de la respiración
Compensación de la altitud	Automática
Requisitos eléctricos	100-240 VCA, 50/60 Hz
Humidificación	Se integra con el humidificador calefaccionado Serie 60 de System One y con el humidificador con tubo calefaccionado Serie 60 de System One
Garantía	2 años
Varios	LED iluminados

Accesorios para la terapia del sueño	
Humidificación	Número de pieza
Humidificador Serie 60 para System One	IN6H
Humidificador con tubo calefaccionado Serie 60 para System One	IN6T
Cámara de agua (incluye tapas de las series 50 y 60)	1063785
Equipo de actualización del humidificador con tubo calefaccionado	6T-CONVKIT
Tubería	Número de pieza
Tubo calefaccionado de System One	SYS1HT15
Tubo de rendimiento de System One (15 mm)	1074400
Tubería de rendimiento (22 mm)	1032907
Filtros	Número de pieza
Filtro anti-polen (espuma), reutilizable (1/paquete)	1035443
Filtro ultrafino, desechable (1/paquete)	1063096
Accesorios	Número de pieza
Panel lateral del dispositivo	1099592
Bolsa portátil	1063857
Cable de alimentación configurado para Europa	1039014
Cable de alimentación configurado para el Reino Unido	1039026

Respironics, A-Flex, Auto-Trial, C-Flex, CPAP-Check, Encore, REMstar y System One son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y sus afiliadas. Todos los derechos reservados.

Visite [www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos están reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o a dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se responsabiliza por ninguna consecuencia que surja como resultado del uso de esta publicación.

Broudy MM 3/21/14 MCI 4106033 PN 1115140

Philips Healthcare es parte de Royal Philips

Philips Respironics Argentina  
+54 11 454 67777

Philips Respironics Colombia  
+57 1 422 2600  
01 8000 1110 10

Philips Respironics Mexico  
+52 1 526 99000

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668 USA

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)