


MEK-1303




Evaluación multi-paramétrica en el mismo instrumento.

- CBC, CRP y HbA1c disponibles.
- Resultados para CBC y CRP en 3 min y 40 s.
- El modo cerrado ayuda a la seguridad en el flujo de trabajo del laboratorio.
- Lector de códigos de barras para reactivos y control de calidad.

Otras características

- 60 pruebas/hora para CBC+ diferencial de 3-partes.
- Protocolo ASTM para conexión LIS.
- Lector de código de barras manual.
- Operación con reactivos Nihon Kohden originales.
- Multireglas de Westgard en control de calidad.




Fighting Disease with Electronics

NIHON KOHDEN

MEK-1303

Cartuchos de reactivos

- **Cartuchos de reactivos** son usados para CRP y HbA1c.
- Cada cartucho de reactivo contiene **curva de calibración, fecha de expiración e información del ensayo**.
- Los cartuchos son **desechables** para evitar contaminaciones.



Especificaciones básicas

22 parámetros clínicos	WBC, LY%, MO%, GR%, LY#, MO#, GR#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR, CRP, HbA1c
4 parámetros de investigación (RUO)	P-LCC, índice de Mentzer, RDWI, NLR
Rendimiento	Resultados CBC: 1min Resultados CRP: 3 min 40 s Resultados HbA1c: 5 min 30 s
Volumen de muestra	CBC: 20 µL CBC&CRP: 26 µL HbA1c: 10 µL
Memoria Interna	Máximo 50,000 datos
Dimensiones/Peso	A230 x A450 x P428 mm, 22kg



 **NIHON KOHDEN**

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 3-5996-8041
<https://www.nihonkohden.com/>

